

# Software mikropro jäd

## EDV-Lösung für den Jugendärztlichen Dienst




### Digitales Erfassen des Hörtests

Audiometrie am  
Bildschirm

Schnittstelle ermöglicht die  
Übertragung des  
Hörtestergebnisses zu  
mikropro jäd

Kinderleicht zu bedienen ist das mit mikropro jäd kompatible  
Hörtestgerät CAS 1000 der Fa. Audio-Ton.



Bisheriges Erfassen des Hörtests in mikropro jäd: Daten des  
Ergebnisses müssen manuell nacherfasst werden.

## Kompatibles Hörtestgerät CAS 1000

Der Hörtest ist ein Teil der Schuleingangsuntersuchung. Die dafür bisher verwendeten Geräte haben keine direkte Schnittstelle zu mikropro jäd. Außerdem sind sie oft umständlich zu transportieren.



Klein, leicht und handlich verpackt ist das CAS 1000 einfach und handlich zu transportieren.

Mit der neuen Schnittstelle zum Hörtestgerät CAS 1000 der Fa. Audio-Ton ist dieses Problem gelöst.

Das CAS 1000 gehört zu einer neuen Generation Hörtestgeräte.

Es besteht nur aus

- Kopfhörer
- Untersuchungssoftware
- USB-Verbindungskabel

Damit ist es sehr handlich und der Transportaufwand kann besonders bei Untersuchungen vor Ort verringert werden.

Das CAS 1000 ist sehr einfach zu bedienen. Es ist nur eine geringe Einarbeitung nötig. Im Kopfhörer befindet sich ein integriertes Audiometer, das in Verbindung mit einem PC oder Laptop genutzt werden kann, so lassen sich detaillierte Untersuchungen durchführen. Die ermittelten Daten können dann in unsere Software mikropro jäd übernommen werden.

### MIKROPROJEKT GMBH

Merkurstr. 6 b  
67663 Kaiserslautern

Tel.: 0631 / 41 40 44 – 0  
FAX: 0631 / 41 40 44 – 29

EMAIL: [software@mikroprojekt.de](mailto:software@mikroprojekt.de)  
Internet: [www.mikroprojekt.de](http://www.mikroprojekt.de)